



BiTrac MaxShield Select™

Mascarilla facial total pediátrica para ventilación no invasiva



Cuidados Críticos ▪ Pulmonary®



BiTrac MaxShield Select™

Nuestra mascarilla facial total para pediatría, BiTrac MaxShield Select, evita la nariz y dispersa la presión sobre una superficie mayor mientras reduce la claustrofobia del paciente. Nuestros codos intercambiables reducen considerablemente el desperdicio, ya que puede retirar y reemplazar fácilmente el codo de la mascarilla al pasar de ventiladores estándar a máquinas bilevel.



3 tallas disponibles

adulto pequeño, extra pequeño y extra extra pequeño

Arnés extra suave

Clips seguros

Sellado de silicona suave

Candado estilo bayoneta

para una conexión segura para las conexiones

Codos intercambiables disponibles

para adaptarse a las necesidades de tu paciente

Mascarilla XS con codo ventilado y válvula antiasfixia y tubo extensor



Máscara XXS con codo estándar sin ventilación

Mascarilla facial pediátrica BiTrac MaxShield Select™ con codo ventilado intercambiable con válvula antiasfixia



Código	Descripción	Cantidad por caja
313-9527	Mascarilla facial pediátrica BiTrac MaxShield Select con codo ventilado intercambiable con válvula antiasfixia, tubo extensor de 15 cm con conexión giratoria 22M, extra pequeña	10
313-9526	Mascarilla facial BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo intercambiable ventilado con válvula antiasfixia, tubo extensor de 15 cm con conexión giratoria 22M, extra extra pequeño	10



Mascarilla facial pediátrica BiTrac MaxShield Select con codo estándar intercambiable y sin ventilación

Código	Descripción	Cantidad por caja
313-9525	Mascarilla facial pediátrica BiTrac MaxShield Select con codo estándar intercambiable sin ventilación, extra pequeño	10
313-9524	Mascarilla facial BiTrac MaxShield Select pediátrica con codo estándar no ventilado intercambiable, extra extra pequeño	10




Mascarilla facial total BiTrac MaxShield Select con codo intercambiable, adulto pequeño

Código	Descripción	Cantidad por caja
313-9554	Mascarilla facial BiTrac MaxShield Select con codo ventilado intercambiable y válvula antiasfixia, pequeño adulto	10
313-9551	Mascarilla facial BiTrac MaxShield Select con codo estándar intercambiable sin ventilación, pequeño adulto	10



Accesorios

Código	Descripción	Cantidad por caja
313-9529	Arnes para BiTrac MaxShield™ pediátrico, talla extra pequeña	10
313-9528	Arnes para BiTrac MaxShield pediátrico, tamaño extra extra pequeño	10
 313-9602	Codo intercambiable intercambiable BiTrac Select pediátrico con válvula antiasfixia y tubo extensor de 15 cm con conexión giratoria 22M	10
313-9599	BiTrac Select estándar intercambiable no ventilado codo	10



Guías de tamaño incluidas

 ilustrado

BiTrac MaxShield y BiTrac MaxShield Select son fabricados por Pulmonary Inc, EE. UU. y distribuidos por Intersurgical Ltd

IS1.61 MX • Issue 2.1 01.26



Intersurgical México, Carretera a Comunidad Palo Alto S/N, Parque Spartek I, Naves 41 y 42, 76248, Querétaro, México T: +52 442 628 6251 info@intersurgical.mx www.intersurgical.mx

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan ▪ Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA